



**Bite Zappa** Nach einem Insektenstich rötet sich die Einstichstelle, die Haut schwillt an und juckt unangenehm. Bei sehr vielen Personen kann es zusätzlich zu gefährlichen allergischen Reaktionen kommen, die eine sofortige ärztliche Hilfe erfordern.

Durch die Behandlung der Einstichstelle mit dem **Bite Zappa** lindern Sie die Stichreaktionen auf natürlichem Wege, ohne chemische Substanzen, ohne pharmazeutische Zugaben und ohne zusätzliche schädliche Nebenwirkungen.

Der **Bite Zappa** nutzt die elektronische und physikalische Spektrum Technologie um die Stichausswirkungen zu lindern und reduziert auf natürliche Weise die Stichreaktionen in kurzer Zeit. Sie spüren sofort eine deutliche Linderung des Juckreizes und die Hautschwellung geht in kurzer Zeit zurück.

Der **Bite Zappa** ist ein high tech Produkt ohne schädliche Nebenwirkungen, auf natureller Basis mittels Ausnutzung biologisch-physikalischer Mechanismen.

## Bedienung:

Schalten Sie das Gerät mit dem Schiebeschalter ein. Die rote Kontrolllampe brennt.

Halten Sie die runde Spitze des Gerätes ca. 30 Sekunden direkt flach auf die Einstichstelle bis Sie eine deutliche Linderung der Stichreaktion verspüren. Sollte der Juckreiz nach der Behandlung wieder auftreten kann der Vorgang immer wieder, (auch nach Tagen) wiederholt werden.

## Achtung

Bei der physikalischen Wirkmethode des **Bite Zappa** wird auch Wärme erzeugt. Halten Sie deshalb die Spitze der Gerätes nur so lange flach auf die Stichstelle, wie Sie die Wärmeentwicklung ertragen können.

Der Temperaturbereich des **Bite Zappa** liegt zwischen 40 und 58 Grad Celsius und kann bei sachgemäßer Anwendung keine Verbrennungen verursachen, jedoch wird die Wärmeempfindlichkeit von unterschiedlichen Personen an unterschiedlichen Hautregionen sehr individuell empfunden. Um eine maximale Wirkung des **Bite Zappa** zu erreichen sollte die Stichstelle jedoch mindestens 30 Sekunden behandelt werden. Längere Behandlungsdauer führt zu stärkerer Wärmeentwicklung und sollte dringend vermieden werden, da höhere Temperaturen für die Wirksamkeit nicht benötigt werden und die Haut empfindlich darauf reagiert.

## Technische Daten

Spannungsversorgung 9V E-Block Batterie  
Arbeits/Wirkttemperatur ca 50 Grad Celsius wird nach ca 30 Sekunden erreicht

Maximaltemperatur 60-68 Grad Celsius nach 2-10 Minuten

Rote Kontrolllampe brennt bei normaler Funktion und erlischt wenn die Batteriekapazität für eine Maximalwirkung nicht mehr ausreicht.

Der **Bite Zappa** verursacht bei sachgemäßer Anwendung keine schädlichen Nebenwirkungen und kann bedenkenlos von außen auf der Haut angewendet werden.

### Anwendung nur äußerlich.

Nicht für Kleinkinder geeignet.

Vertrieb Deutschland: mtb gmbh 89173 Lonsee (Germany) Im Steinige 12.

Tel.07336/920344 Fax.07336/920346

mail: mtb.zier@t-online.de www.mtb-zier.de

Vertrieb Asien: Gerindtec Pty. Ltd.

44 De Boos Street, Barmedman NSW 2668 Australia

info@australia.gerindtec.com



**mtb gmbh**

